

兔抗 DHRS7B 多克隆抗体

中文名称：兔抗 DHRS7B 多克隆抗体

英文名称： Anti-DHRS7B rabbit polyclonal antibody

别名： dehydrogenase/reductase 7B; CGI-93; SDR32C1

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： DHRS7B

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	This gene is located within the Smith-Magenis syndrome region on chromosome 17. It encodes a protein of unknown function.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	DHRS7B
Immunogen:	Fusion protein of human DHRS7B
Full name:	dehydrogenase/reductase 7B
Synonyms:	CGI-93; SDR32C1
SwissProt:	Q6IAN0
ELISA Recommended dilution:	5000-10000
IHC positive control:	Human liver cancer

IHC Recommend dilution: 50-100

