

## 兔抗 CBWD1 多克隆抗体

中文名称：兔抗 CBWD1 多克隆抗体

英文名称： Anti-CBWD1 rabbit polyclonal antibody

别名： COBP

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： CBWD1

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	The function of this protein remains unknown.
<b>Applications:</b>	ELISA, IHC
<b>Name of antibody:</b>	CBWD1
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human CBWD1
<b>Full name:</b>	COBW domain containing 1
<b>Synonyms :</b>	COBP
<b>SwissProt:</b>	Q9BRT8
<b>ELISA Recommended dilution:</b>	5000-10000
<b>IHC positive control:</b>	Human thyroid cancer
<b>IHC Recommend dilution:</b>	25-100

