

兔抗 CBX8 多克隆抗体

中文名称：兔抗 CBX8 多克隆抗体

英文名称： Anti-CBX8 rabbit polyclonal antibody

别名： PC3, RC1

储存： 冷冻（-20℃）

抗原： CBX8

宿主： Rabbit

相关类别： 一抗

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	Component of a Polycomb group (PcG) multiprotein PRC1-like complex, a complex class required to maintain the transcriptionally repressive state of many genes, including Hox genes, throughout development. PcG PRC1 complex acts via chromatin remodeling and modification of histones; it mediates monoubiquitination of histone H2A 'Lys-119', rendering chromatin heritably changed in its expressibility.
Applications:	ELISA, WB, IHC
Name of antibody:	CBX8
Immunogen:	Fusion protein of human CBX8

Full name:	chromobox 8
Synonyms:	PC3; RC1
SwissProt:	Q9HC52
ELISA Recommended dilution:	5000-10000
IHC positive control:	Human liver cancer
IHC Recommend dilution:	50-100
WB Predicted band size:	43 kDa
WB Positive control:	231 and 293T cell lysates
WB Recommended dilution:	500-2000



