

231 细胞

中文名称： 231 细胞

英文名称： 231 Cells

别 名： 人乳腺癌细胞

相关类别： 细胞系

储 存： 常温（18-25℃） 避光

概述

231 细胞来自患有转移乳腺癌的 51 岁女病人的胸水。在裸鼠和 ALS 处理的 BALB/c 小鼠中，它能形成低分化腺癌（III 级）。细胞表达 WNT7B 癌基因。

应用

37℃，100% 空气，无菌恒温培养。231 细胞增殖能力取决于培养技术、培养条件等综合因素。请按照正确的培养方法来复苏、传代、冻存，以此保证细胞具备良好的增殖能力，方便您的后继研究顺利进行。