

兔抗 CCDC137 多克隆抗体

中文名称： 兔抗 CCDC137 多克隆抗体

英文名称： Anti-CCDC137 rabbit polyclonal antibody

别名： coiled-coil domain containing 137; RaRF

相关类别： 一抗

抗原： CCDC137

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	The function of this protein remains unknown.
Applications:	ELISA, WB, IHC
Name of antibody:	CCDC137
Immunogen:	Full length fusion protein
Full name:	coiled-coil domain containing 137
Synonyms:	RaRF
SwissProt:	Q6PK04
ELISA Recommended dilution:	5000-10000
IHC positive control:	Human esophagus cancer;

IHC Recommend dilution:	30-150
WB Predicted band size:	33 kDa
WB Positive control:	293T cell lysate
WB Recommended dilution:	200-1000



