

兔抗 DNAJB4 多克隆抗体

中文名称：兔抗 DNAJB4 多克隆抗体

英文名称： Anti-DNAJB4 rabbit polyclonal antibody

别名： DjB4; HLJ1; DNAJW

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： DNAJB4

反应种属： Human, Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	DNAJB4 belongs to the evolutionarily conserved DNAJ/HSP40 protein family. For background information on the DNAJ family, see MIM 608375.
Applications:	ELISA, WB, IHC
Name of antibody:	DNAJB4
Immunogen:	Fusion protein of human DNAJB4
Full name:	DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 4
Synonyms :	DjB4; HLJ1; DNAJW
SwissProt:	Q9UDY4
ELISA Recommended dilution:	2000-5000
IHC positive control:	Human gastric cancer and human liver cancer

IHC Recommend dilution:	25-100
WB Predicted band size:	38 kDa
WB Positive control:	Human fetal liver, mouse skeletal muscle and heart tissue, HeLa and Jurkat cells
WB Recommended dilution:	500-2000



