

A172 细胞

中文名称： A172 细胞

英文名称： A172 Cells

别名： 人胶质母细胞瘤细胞

相关类别： 细胞系

储存： 常温（18-25℃） 避光

概述

A172 细胞在半固体培养基中形成克隆。 在免疫抑制小鼠中不成瘤。

使用说明

37℃，5% CO₂，无菌恒温培养。A172 细胞增殖能力取决于培养技术、培养条件等综合因素。请按照正确的培养方法来复苏、传代、冻存，以此保证细胞具备良好的增殖能力，方便您的后继研究顺利进行。