

## 兔抗 CD302 多克隆抗体

中文名称：兔抗 CD302 多克隆抗体

英文名称： Anti-CD302 rabbit polyclonal antibody

别名： DCL1; DCL-1; BIMLEC; CLEC13A

抗原： CD302

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

反应种属： Human Mouse Rat

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

### 技术规格

<b>Background:</b>	Potential multifunctional C-type lectin receptor that may play roles in endocytosis and phagocytosis as well as in cell adhesion and migration.
<b>Applications:</b>	WB, IHC
<b>Name of antibody:</b>	CD302
<b>Immunogen:</b>	Synthesized peptide derived from internal of human CD302
<b>Full name:</b>	CD302 molecule
<b>Synonyms :</b>	DCL1; DCL-1; BIMLEC; CLEC13A
<b>SwissProt:</b>	Q8IX05
<b>IHC positive control:</b>	Human lymph node tissue

<b>IHC Recommend dilution:</b>	50-100
<b>WB Predicted band size:</b>	26 kDa
<b>WB Positive control:</b>	HT-29 cells lysate
<b>WB Recommended dilution:</b>	500-3000



