

ATL3 抗原（重组蛋白）

中文名称： ATL3 抗原（重组蛋白）

英文名称： ATL3 Antigen (Recombinant Protein)

别名： atlastin GTPase 3; HSN1F

相关类别： 抗原

储存： 冷冻（-20℃）

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 342-541 amino acids of human ATL3

技术规格

Full name:	atlastin GTPase 3
Synonyms:	HSN1F
Swissprot:	Q6DD88
Gene Accession:	BC077727
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	This gene encodes a member of a family of dynamin-like, integral membrane GTPases. The encoded protein is required for the proper formation of the network of interconnected tubules of the endoplasmic reticulum. Mutations in this gene may be associated with hereditary sensory neuropathy type IF. Alternatively spliced transcript variants that encode distinct isoforms have been described.

mlbio 梅联生物
Good elisakit producers