

## 兔抗 DUSP23 多克隆抗体

中文名称：兔抗 DUSP23 多克隆抗体

英文名称： Anti-DUSP23 rabbit polyclonal antibody

别名： VHZ; MOSP; LDP-3; DUSP25; RP11-190A12.1

相关类别： 一抗

抗原： DUSP23

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

反应种属： Human, Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	Dual specificity protein phosphatase 23, also known as low molecular mass dual specificity phosphatase 3 (LDP-3), is an enzyme that in humans is encoded by the DUSP23 gene.
<b>Applications:</b>	ELISA, IHC
<b>Name of antibody:</b>	DUSP23
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human DUSP23
<b>Full name:</b>	dual specificity phosphatase 23
<b>Synonyms:</b>	VHZ; MOSP; LDP-3; DUSP25; RP11-190A12.1
<b>SwissProt:</b>	Q9BVJ7
<b>IHC positive control:</b>	Human gastric cancer and human brain

IHC Recommend dilution:	50-200
-------------------------	--------

