

兔抗 DUSP26 多克隆抗体

中文名称：兔抗 DUSP26 多克隆抗体

英文名称： Anti-DUSP26 rabbit polyclonal antibody

别名： MKP8; LDP-4; NATA1; SKRP3; DUSP24

相关类别： 一抗

抗原： DUSP26

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	DUSP26, also designated LDP4, MKP8, NATA1 and SKRP3, is ubiquitously expressed in brain except in the hippocampus. DUSP26 dephosphorylates p38 thereby inhibiting p38-mediated apoptosis in anaplastic thyroid cancer cells. Downregulation of DUSP26 may also contribute to malignant phenotypes of glioma.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	DUSP26
Immunogen:	Fusion protein of human DUSP26
Full name:	dual specificity phosphatase 26 (putative)

Synonyms :	MKP8; LDP-4; NATA1; SKRP3; DUSP24
SwissProt:	Q9BV47
ELISA Recommended dilution:	2000-5000
IHC positive control:	Human liver cancer and human thyroid cancer
IHC Recommend dilution:	50-200

