

BBS1 抗原（重组蛋白）

中文名称： BBS1 抗原（重组蛋白）

英文名称： BBS1 Antigen (Recombinant Protein)

别名： Bardet-Biedl syndrome 1; BBS2L2

相关类别： 抗原

储存： 冷冻（-20℃）

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 394-593 amino acids of human BBS1

技术规格

Full name:	Bardet-Biedl syndrome 1
Synonyms:	BBS2L2
Swissprot:	Q8NFJ9
Gene Accession:	BC109064
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	Mutations in this gene have been observed in patients with the major form (type 1) of Bardet-Biedl syndrome. The encoded protein may play a role in eye, limb, cardiac and reproductive system development.