

## BBX 抗原（重组蛋白）

中文名称： BBX 抗原（重组蛋白）

英文名称： BBX Antigen (Recombinant Protein)

别名： BBX high mobility group box domain containing; HBP2; ARTC1; MDS001; HSPC339

相关类别： 抗原

储存： 冷冻（-20℃）

### 概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 429-628 amino acids of human BBX

### 技术规格

<b>Full name:</b>	BBX high mobility group box domain containing
<b>Synonyms:</b>	HBP2; ARTC1; MDS001; HSPC339
<b>Swissprot:</b>	Q8WY36
<b>Gene Accession:</b>	BC131718
<b>Purity:</b>	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
<b>Expression system:</b>	Escherichia coli
<b>Tags:</b>	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
<b>Background:</b>	Transcription factor that is necessary for cell cycle progression from G1 to S phase.

**mlbio** 梅联生物  
Good elisakit producers