

BIRC2 抗原（重组蛋白）

中文名称： BIRC2 抗原（重组蛋白）

英文名称： BIRC2 Antigen (Recombinant Protein)

别名： API1; MIHB; HIAP2; RNF48; cIAP1; Hiap-2; c-IAP1

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to C terminal 250 amino acids of human BIRC2

技术规格

Full name:	Baculoviral IAP repeat containing 2
Synonyms:	API1; MIHB; HIAP2; RNF48; cIAP1; Hiap-2; c-IAP1
Swissprot:	Q13490
Gene Accession:	BC016174
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	The protein encoded by this gene is a member of a family of proteins that inhibits apoptosis by binding to tumor necrosis factor receptor-associated factors TRAF1 and TRAF2, probably by interfering with activation of ICE-like proteases. This encoded protein inhibits apoptosis induced by serum deprivation and menadione, a potent inducer of free radicals. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms ha

ve been found for this gene.