

兔抗 CDK18 多克隆抗体

中文名称：兔抗 CDK18 多克隆抗体

英文名称： Anti-CDK18 rabbit polyclonal antibody

别名： cyclin dependent kinase 18; PCTK3; PCTAIRE; PCTAIRE3

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： CDK18

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	May play a role in signal transduction cascades in terminally differentiated cells.
Applications:	ELISA, WB
Name of antibody:	CDK18
Immunogen:	Fusion protein of human CDK18
Full name:	cyclin dependent kinase 18
Synonyms:	PCTK3; PCTAIRE; PCTAIRE3
SwissProt:	Q07002
ELISA Recommended dilution:	5000-10000
WB Predicted band size:	54 kDa
WB Positive control:	HL-60 cell lysate

WB Recommended dilution: 200-1000

