

BTF3L4 抗原（重组蛋白）

中文名称： BTF3L4 抗原（重组蛋白）

英文名称： BTF3L4 Antigen (Recombinant Protein)

储 存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Full length fusion protein

技术规格

Full name:	basic transcription factor 3-like 4
Swissprot:	Q96K17
Gene Accession:	BC022371
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	The function of this protein remains unknown.