

兔抗 EEF1AKMT4 多克隆抗体

中文名称：兔抗 EEF1AKMT4 多克隆抗体

英文名称： Anti-EEF1AKMT4 rabbit polyclonal antibody

别名： EEF1A lysine methyltransferase 4

抗原： EEF1AKMT4

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

相关类别： 一抗

反应种属： Human, Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	This gene encodes a member of the lysine-specific methyltransferase (KMT) family. The encoded enzyme catalyzes the methylation of lysine-36 of the eukaryotic translation elongation factor 1 alpha. Methylation by this enzyme may affect endoplasmic reticulum-related processes.
Applications:	ELISA, WB, IHC
Name of antibody:	EEF1AKMT4
Immunogen:	Fusion protein of human EEF1AKMT4
Full name:	EEF1A lysine methyltransferase 4
SwissProt:	P0DPD7
IHC positive control:	Human ovarian cancer

IHC Recommend dilution:	30-150
WB Predicted band size:	100 kDa
WB Positive control:	A172 cells and Mouse liver tissue
WB Recommended dilution:	500-2000



