

BUB3 抗原（重组蛋白）

中文名称： BUB3 抗原（重组蛋白）

英文名称： BUB3 Antigen (Recombinant Protein)

别名： BUB3 mitotic checkpoint protein; BUB3L; hBUB3

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 5-262 amino acids of human BUB3

技术规格

Full name:	BUB3 mitotic checkpoint protein
Synonyms:	BUB3L; hBUB3
Swissprot:	O43684
Gene Accession:	BC005138
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	This gene encodes a protein involved in spindle checkpoint function. The encoded protein contains four WD repeat domains and has sequence similarity with the yeast BUB3 protein. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized.