

BZW2 抗原（重组蛋白）

中文名称： BZW2 抗原（重组蛋白）

英文名称： BZW2 Antigen (Recombinant Protein)

别名： basic leucine zipper and W2 domains 2; MST017; HSPC028; MSTP017

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 220-419 amino acids of human BZW2

技术规格

Full name:	basic leucine zipper and W2 domains 2
Synonyms:	MST017; HSPC028; MSTP017
Swissprot:	Q9Y6E2
Gene Accession:	BC003056
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	May be involved in neuronal differentiation.