

C1orf112 抗原（重组蛋白）

中文名称： C1orf112 抗原（重组蛋白）

英文名称： C1orf112 Antigen (Recombinant Protein)

别名： chromosome 1 open reading frame 112

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 654-853 amino acids of human C1orf112

技术规格

Full name:	chromosome 1 open reading frame 112
Swissprot:	Q9NSG2
Gene Accession:	BC107168
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	The function of this protein remains unknown.

mlbio 梅联生物
Good elisakit producers