

CCNB1IP1 抗原（重组蛋白）

中文名称： CCNB1IP1 抗原（重组蛋白）

英文名称： CCNB1IP1 Antigen (Recombinant Protein)

别名： HEI10; C14orf18

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Full length fusion protein

技术规格

Full name:	cyclin B1 interacting protein 1
Synonyms:	HEI10; C14orf18
Swissprot:	Q9NPC3
Gene Accession:	BC000369
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	HEI10 is a member of the E3 ubiquitin ligase family and functions in progression of the cell cycle through G(2)/M.[supplied by OMIM , Apr 2004]