

## HEATR9 抗原（重组蛋白）

中文名称： HEATR9 抗原（重组蛋白）

英文名称： HEATR9 Antigen (Recombinant Protein)

别名： C17orf66

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Full length fusion protein

技术规格

<b>Full name:</b>	HEAT repeat containing 9
<b>Synonyms:</b>	C17orf66
<b>Swissprot:</b>	A2RTY3
<b>Gene Accession:</b>	BC033734
<b>Purity:</b>	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
<b>Expression system:</b>	Escherichia coli
<b>Tags:</b>	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
<b>Background:</b>	The function of this protein remains unknown.