

KLF10 抗原（重组蛋白）

中文名称： KLF10 抗原（重组蛋白）

英文名称： KLF10 Antigen (Recombinant Protein)

别名： EGRA; TIEG; TIEG1; EGR-alpha

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 231-480 amino acids of human KLF10

技术规格

Full name:	Kruppel like factor 10
Synonyms:	EGRA; TIEG; TIEG1; EGR-alpha
Swissprot:	Q13118
Gene Accession:	BC011538
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	This gene encodes a member of a family of proteins that feature C2H2-type zinc finger domains. The encoded protein is a transcriptional repressor that acts as an effector of transforming growth factor beta signaling. Activity of this protein may inhibit the growth of cancers, particularly pancreatic cancer. Alternative splicing results in multiple transcript variants.