

KLF15 抗原（重组蛋白）

中文名称： KLF15 抗原（重组蛋白）

英文名称： KLF15 Antigen (Recombinant Protein)

别 名： KCLF

储 存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to N terminal 300 amino acids of human KLF15

技术规格

Full name:	Krüppel-like factor 15
Synonyms:	KCLF
Swissprot:	Q9UIH9
Gene Accession:	BC036733
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	Krüppel-like factor 15 is a protein that in humans is encoded by the KLF15 gene in the Krüppel-like factor family. KLF15, a kidney-enriched Krüppel-like factor, is a transcriptional activator that binds the CLCNKA promoter. KLF15, which is a nuclear protein, is expressed primarily in liver, heart, skeletal muscle and kidney tissues but is not detected in lymphoid tissues or bone marrow. It is an important regulator of GLUT4 in both adipose

and muscle tissues.