

## LRP12 抗原（重组蛋白）

中文名称： LRP12 抗原（重组蛋白）

英文名称： LRP12 Antigen (Recombinant Protein)

别 名： ST7

储 存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 514-859 amino acids of human LRP12

技术规格

<b>Full name:</b>	low density lipoprotein receptor-related protein 12
<b>Synonyms:</b>	ST7
<b>Swissprot:</b>	Q9Y561
<b>Gene Accession:</b>	BC032109
<b>Purity:</b>	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
<b>Expression system:</b>	Escherichia coli
<b>Tags:</b>	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
<b>Background:</b>	This gene encodes a member of the low-density lipoprotein receptor related protein family. The product of this gene is a transmembrane protein that is differentially expressed in many cancer cells. Alternate splicing results in multiple transcript variants.