

LYVE1 抗原（重组蛋白）

中文名称： LYVE1 抗原（重组蛋白）

英文名称： LYVE1 Antigen (Recombinant Protein)

别名： HAR, XLKD1, LYVE-1, CRSBP-1

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 20-238 amino acids of human LYVE1

技术规格

Full name:	lymphatic vessel endothelial hyaluronan receptor 1
Synonyms:	HAR, XLKD1, LYVE-1, CRSBP-1
Swissprot:	Q9Y5Y7
Gene Accession:	BC026231
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	This gene encodes a type I integral membrane glycoprotein. The encoded protein acts as a receptor and binds to both soluble and immobilized hyaluronan. This protein may function in lymphatic hyaluronan transport and have a role in tumor metastasis.