

## NAP1L1 抗原（重组蛋白）

中文名称： NAP1L1 抗原（重组蛋白）

英文名称： NAP1L1 Antigen (Recombinant Protein)

别名： NRP, NAP1, NAP1L

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 1-300 amino acids of human NAP1L1

技术规格

<b>Full name:</b>	nucleosome assembly protein 1-like 1
<b>Synonyms:</b>	NRP, NAP1, NAP1L
<b>Swissprot:</b>	P55209
<b>Gene Accession:</b>	BC002387
<b>Purity:</b>	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
<b>Expression system:</b>	Escherichia coli
<b>Tags:</b>	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
<b>Background:</b>	This gene encodes a member of the nucleosome assembly protein (NAP) family. This protein participates in DNA replication and may play a role in modulating chromatin formation and contribute to the regulation of cell proliferation. Alternative splicing of this gene results in several transcript variants; however, not all have been fully described.