

## 兔抗 ENO4 多克隆抗体

中文名称： 兔抗 ENO4 多克隆抗体

英文名称： Anti-ENO4 rabbit polyclonal antibody

别名： enolase family member 4; C10orf134

相关类别： 一抗

抗原： ENO4

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

反应种属： Human, Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	May be required for sperm motility and function.
<b>Applications:</b>	ELISA, WB, IHC
<b>Name of antibody:</b>	ENO4
<b>Immunogen:</b>	Synthetic peptide of human ENO4
<b>Full name:</b>	enolase family member 4
<b>Synonyms:</b>	C10orf134
<b>SwissProt:</b>	A6NNW6
<b>ELISA Recommended dilution:</b>	5000-10000
<b>IHC positive control:</b>	Human liver cancer
<b>IHC Recommend dilution:</b>	30-150

<b>WB Predicted band size:</b>	69 kDa
<b>WB Positive control:</b>	Mouse lung tissue lysate
<b>WB Recommended dilution:</b>	500-2000



