

## NFE2L2 抗原（重组蛋白）

中文名称： NFE2L2 抗原（重组蛋白）

英文名称： NFE2L2 Antigen (Recombinant Protein)

别名： NRF2

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 306-605 amino acids of human NFE2L2

技术规格

<b>Full name:</b>	nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2
<b>Synonyms:</b>	NRF2
<b>Swissprot:</b>	Q16236
<b>Gene Accession:</b>	BC011558
<b>Purity:</b>	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
<b>Expression system:</b>	Escherichia coli
<b>Tags:</b>	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
<b>Background:</b>	This gene encodes a transcription factor which is a member of a small family of basic leucine zipper (bZIP) proteins. The encoded transcription factor regulates genes which contain antioxidant response elements (ARE) in their promoters; many of these genes encode proteins involved in response to injury and inflammation which includes the production of free radicals. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.