

OMG 抗原（重组蛋白）

中文名称： OMG 抗原（重组蛋白）

英文名称： OMG Antigen (Recombinant Protein)

别名： OMGP

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 124-418 amino acids of human OMG

技术规格

Full name:	oligodendrocyte myelin glycoprotein
Synonyms:	OMGP
Swissprot:	P23515
Gene Accession:	BC018050
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	This gene is cell adhesion molecule contributing to the interactive process required for myelination in the central nervous system. Mostly expression in Oligodendrocytes and myelin tissues.