

## PDCD4 抗原（重组蛋白）

中文名称： PDCD4 抗原（重组蛋白）

英文名称： PDCD4 Antigen (Recombinant Protein)

别 名： H731

储 存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 220-469 amino acids of human PDCD4

技术规格

<b>Full name:</b>	programmed cell death 4
<b>Synonyms:</b>	H731
<b>Swissprot:</b>	Q53EL6
<b>Gene Accession:</b>	BC026104
<b>Purity:</b>	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
<b>Expression system:</b>	Escherichia coli
<b>Tags:</b>	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
<b>Background:</b>	This gene is a tumor suppressor and encodes a protein that binds to the eukaryotic translation initiation factor 4A1 and inhibits its function by preventing RNA binding. Alternative splicing results in multiple transcript variants.