

PDCD5 抗原（重组蛋白）

中文名称： PDCD5 抗原（重组蛋白）

英文名称： PDCD5 Antigen (Recombinant Protein)

别 名： TFAR19

储 存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 2-125 amino acids of human PDCD5

技术规格

Full name:	programmed cell death 5
Synonyms:	TFAR19
Swissprot:	O14737
Gene Accession:	BC015519
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	This gene encodes a protein that is upregulated during apoptosis where it translocates rapidly from the cytoplasm to the nucleus. The encoded protein may be an important regulator of K(lysine) acetyltransferase 5 (a protein involved in transcription, DNA damage response and cell cycle control) by inhibiting its proteasome-dependent degradation. Pseudogenes have been identified on chromosomes 5 and 12