

RAD54L2 抗原（重组蛋白）

中文名称： RAD54L2 抗原（重组蛋白）

英文名称： RAD54L2 Antigen (Recombinant Protein)

别名： ARIP4; HSPC325; SRISNF2L

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from C terminal 250 amino acids of human RAD54L2

技术规格

Full name:	RAD54 like 2
Synonyms:	ARIP4; HSPC325; SRISNF2L
Swissprot:	Q9Y4B4
Gene Accession:	BC024298
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	DNA helicase that modulates androgen receptor (AR)-dependent transactivation in a promoter-dependent manner. Not able to remodel mononucleosomes in vitro (By similarity).