

## SERP1 抗原（重组蛋白）

中文名称： SERP1 抗原（重组蛋白）

英文名称： SERP1 Antigen (Recombinant Protein)

别名： RAMP4

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to N terminal 66 amino acids of human SERP1

技术规格

<b>Full name:</b>	stress-associated endoplasmic reticulum protein 1
<b>Synonyms:</b>	RAMP4
<b>Swissprot:</b>	Q9Y6X1
<b>Gene Accession:</b>	BC112364
<b>Purity:</b>	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
<b>Expression system:</b>	Escherichia coli
<b>Tags:</b>	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
<b>Background:</b>	This gene interacts with target proteins during their translocation into the lumen of the endoplasmic reticulum. Protects unfolded target proteins against degradation during ER stress. May facilitate glycosylation of target proteins after termination of ER stress. May modulate the use of N-glycosylation sites on target proteins.