

## UQCRQ 抗原（重组蛋白）

中文名称： UQCRQ 抗原（重组蛋白）

英文名称： UQCRQ Antigen (Recombinant Protein)

别名： QPC; QCR8; QP-C; UQCR7; MC3DN4

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Full length fusion protein

技术规格

<b>Full name:</b>	ubiquinol-cytochrome c reductase complex III subunit VII
<b>Synonyms:</b>	QPC; QCR8; QP-C; UQCR7; MC3DN4
<b>Swissprot:</b>	O14949
<b>Gene Accession:</b>	BC001390
<b>Purity:</b>	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
<b>Expression system:</b>	Escherichia coli
<b>Tags:</b>	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
<b>Background:</b>	This gene encodes a ubiquinone-binding protein of low molecular mass. This protein is a small core-associated protein and a subunit of ubiquinol-cytochrome c reductase complex III, which is part of the mitochondrial respiratory chain.