

BCL2L14 抗原（重组蛋白）

中文名称：BCL2L14 抗原（重组蛋白）

英文名称： BCL2L14 Antigen (Recombinant Protein)

别 名： BCLG

储 存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概 述：

Fusion protein corresponding to N terminal 253 amino acids of human BCL2L14

技术规格：

Full name:	BCL2-like 14 (apoptosis facilitator)
Synonyms:	BCLG
Swissprot:	Q9BZR8
Gene Accession:	BC025778
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	The protein encoded by this gene belongs to the BCL2 protein family. BCL2 family members form hetero- or homodimers and act as anti- or pro-apoptotic regulators that are involved in a wide variety of cellular activities. Overexpression of this gene has been shown to induce apoptosis in cells. Three alternatively spliced transcript variants encoding two distinct isoforms have been reported for this gene.