

BSG 抗原（重组蛋白）

中文名称： BSG 抗原（重组蛋白）

英文名称： BSG Antigen (Recombinant Protein)

别名： M6; OK; 5F7; TCSF; CD147; EMMPRIN

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述：

Fusion protein corresponding to a region derived from 31-209 amino acids of human BSG

技术规格：

Full name:	basigin
Synonyms:	M6; OK; 5F7; TCSF; CD147; EMMPRIN
Swissprot:	P35613
Gene Accession:	BC009040
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	The protein encoded by this gene is a plasma membrane protein that is important in spermatogenesis, embryo implantation, neural network formation, and tumor progression. The encoded protein is also a member of the immunoglobulin superfamily. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.