

## CCN1 抗原（重组蛋白）

中文名称： CCN1 抗原（重组蛋白）

英文名称： CCN1 Antigen (Recombinant Protein)

别 名： GIG1; CYR61; IGFBP10

储 存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概 述：

Fusion protein corresponding to a region derived from 25-381 amino acids of human CCN1

技术规格：

<b>Full name:</b>	cellular communication network factor 1
<b>Synonyms:</b>	GIG1; CYR61; IGFBP10
<b>Swissprot:</b>	O00622
<b>Gene Accession:</b>	BC001271
<b>Purity:</b>	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
<b>Expression system:</b>	Escherichia coli
<b>Tags:</b>	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
<b>Background:</b>	The secreted protein encoded by this gene is growth factor-inducible and promotes the adhesion of endothelial cells. The encoded protein interacts with several integrins and with heparan sulfate proteoglycan. This protein also plays a role in cell proliferation, differentiation, angiogenesis, apoptosis, and extracellular matrix formation. [provided by RefSeq, Sep 2011]