

## CD244 抗原（重组蛋白）

中文名称： CD244 抗原（重组蛋白）

英文名称： CD244 Antigen (Recombinant Protein)

别 名： 2B4; NAIL; Nmrk; NKR2B4; SLAMF4

储 存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概 述：

Fusion protein corresponding to a region derived from 251-365 amino acids of human CD244

技术规格：

<b>Full name:</b>	CD244 molecule, natural killer cell receptor 2B4
<b>Synonyms:</b>	2B4; NAIL; Nmrk; NKR2B4; SLAMF4
<b>Swissprot:</b>	Q9BZW8
<b>Gene Accession:</b>	BC028073
<b>Purity:</b>	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
<b>Expression system:</b>	Escherichia coli
<b>Tags:</b>	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
<b>Background:</b>	This gene encodes a cell surface receptor expressed on natural killer (NK) cells (and some T cells) that mediate non-major histocompatibility complex (MHC) restricted killing. The interaction between NK-cell and target cells via this receptor is thought to modulate NK-cell cytolytic activity. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.