

## CETP 抗原（重组蛋白）

中文名称： CETP 抗原（重组蛋白）

英文名称： CETP Antigen (Recombinant Protein)

别名： BPIFF; HDLCQ10

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述：

Fusion protein corresponding to a region derived from 199-443 amino acids of human CETP

技术规格：

<b>Full name:</b>	cholesteryl ester transfer protein, plasma
<b>Synonyms:</b>	BPIFF; HDLCQ10
<b>Swissprot:</b>	P11597
<b>Gene Accession:</b>	BC025739
<b>Purity:</b>	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
<b>Expression system:</b>	Escherichia coli
<b>Tags:</b>	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
<b>Background:</b>	The protein encoded by this gene is found in plasma, where it is involved in the transfer of cholesteryl ester from high density lipoprotein (HDL) to other lipoproteins. Defects in this gene are a cause of hyperalphalipoproteinemia 1 (HALP1). Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.