

CIP2A 抗原（重组蛋白）

中文名称： CIP2A 抗原（重组蛋白）

英文名称： CIP2A Antigen (Recombinant Protein)

别名： p90; KIAA1524

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述：

Fusion protein corresponding to a region derived from 637-883 amino acids of human CIP2A

技术规格：

Full name:	cell proliferation regulating inhibitor of protein phosphatase 2A
Synonyms:	p90; KIAA1524
Swissprot:	Q8TCG1
Gene Accession:	BC130564
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	Oncoprotein that inhibits PP2A and stabilizes MYC in human malignancies. Promotes anchorage-independent cell growth and tumor formation.