

## CNTROB 抗原（重组蛋白）

中文名称： CNTROB 抗原（重组蛋白）

英文名称： CNTROB Antigen (Recombinant Protein)

别名： LIP8; PP1221

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述：

Fusion protein corresponding to C terminal 250 amino acids of human CNTROB

技术规格：

<b>Full name:</b>	centrobin, centrosomal BRCA2 interacting protein
<b>Synonyms:</b>	LIP8; PP1221
<b>Swissprot:</b>	Q8N137
<b>Gene Accession:</b>	BC021134
<b>Purity:</b>	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
<b>Expression system:</b>	Escherichia coli
<b>Tags:</b>	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
<b>Background:</b>	This gene encodes a centrosomal protein that interacts with BRCA2, and is required for centriole duplication and cytokinesis. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene.