

DLL4 抗原（重组蛋白）

中文名称： DLL4 抗原（重组蛋白）

英文名称： DLL4 Antigen (Recombinant Protein)

别名： AOS6; delta4; hdelta2

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述：

Fusion protein corresponding to a region derived from C terminal 135 amino acids of human DLL4

技术规格：

Full name:	delta like canonical Notch ligand 4
Synonyms:	AOS6; delta4; hdelta2
Swissprot:	Q9NR61
Gene Accession:	BC106950
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	This gene is a homolog of the Drosophila delta gene. The delta gene family encodes Notch ligands that are characterized by a DSL domain, EGF repeats, and a transmembrane domain.