

EMD 抗原（重组蛋白）

中文名称： EMD 抗原（重组蛋白）

英文名称： EMD Antigen (Recombinant Protein)

别名： STA; EDMD; LEMD5

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述：

Fusion protein corresponding to a region derived from 46-222 amino acids of human EMD

技术规格：

Full name:	emerin
Synonyms:	STA; EDMD; LEMD5
Swissprot:	P50402
Gene Accession:	BC000738
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	Emerin is a serine-rich nuclear membrane protein and a member of the nuclear lamina-associated protein family. It mediates membrane anchorage to the cytoskeleton. Dreifuss-Emery muscular dystrophy is an X-linked inherited degenerative myopathy resulting from mutation in the emerin gene.