

EPHA10 抗原（重组蛋白）

中文名称： EPHA10 抗原（重组蛋白）

英文名称： EPHA10 Antigen (Recombinant Protein)

储 存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概 述：

Fusion protein corresponding to a region derived from 34-330 amino acids of human EPHA10

技术规格：

Full name:	EPH receptor A10
Swissprot:	Q5JZY3
Gene Accession:	BC112933
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	Ephrin receptors, the largest subfamily of receptor tyrosine kinases (RTKs), and their ephrin ligands are important mediators of cell-cell communication regulating cell attachment, shape, and mobility in neuronal and epithelial cells