

ETV7 抗原（重组蛋白）

中文名称： ETV7 抗原（重组蛋白）

英文名称： ETV7 Antigen (Recombinant Protein)

别名： TEL2; TELB; TEL-2

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述：

Fusion protein corresponding to a region derived from 1-151 amino acids of human ETV7

技术规格：

Full name:	ets variant 7
Synonyms:	TEL2; TELB; TEL-2
Swissprot:	Q9Y603
Gene Accession:	BC035853
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	The protein encoded by this gene belongs to the ETS family of transcription factors, which is a large group of evolutionarily conserved transcriptional regulators that play an important role in a variety of cellular processes throughout development and differentiation, and are involved in oncogenesis as well. This protein is predominantly expressed in hematopoietic tissues. Several alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this

gene