

## LIPC 抗原（重组蛋白）

中文名称： LIPC 抗原（重组蛋白）

英文名称： LIPC Antigen (Recombinant Protein)

别名： HL; HTGL; LIPH; HDLCQ12

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述：

Fusion protein corresponding to a region derived from 250-499 amino acids of human LIPC

技术规格：

<b>Full name:</b>	lipase C, hepatic type
<b>Synonyms:</b>	HL; HTGL; LIPH; HDLCQ12
<b>Swissprot:</b>	P11150
<b>Gene Accession:</b>	BC132825
<b>Purity:</b>	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
<b>Expression system:</b>	Escherichia coli
<b>Tags:</b>	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
<b>Background:</b>	LIPC encodes hepatic triglyceride lipase, which is expressed in liver. LIPC has the dual functions of triglyceride hydrolase and ligand/binding factor for receptor-mediated lipoprotein uptake.