

兔抗 CRCP 多克隆抗体

中文名称：兔抗 CRCP 多克隆抗体

英文名称： Anti-CRCP rabbit polyclonal antibody

别名： CGRP receptor component; RCP; RCP9; RPC9; CGRPRCP; CGRP-RCP

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： CRCP

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	This gene encodes a membrane protein that functions as part of a receptor complex for a small neuropeptide that increases intracellular cAMP levels. Alternative transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	CRCP
Immunogen:	Fusion protein of human CRCP
Full name:	CGRP receptor component
Synonyms:	RCP; RCP9; RPC9; CGRPRCP; CGRP-RCP
SwissProt:	O75575

ELISA Recommended dilution:	5000-10000
IHC positive control:	Human ovarian cancer and Human cervical cancer
IHC Recommend dilution:	50-200



