

SCNN1G 抗原（重组蛋白）

中文名称： SCNN1G 抗原（重组蛋白）

英文名称： SCNN1G Antigen (Recombinant Protein)

别名： PHA1; BESC3; ENaCg; SCNEG; ENaCgamma

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述：

Fusion protein corresponding to a region derived from 80-350 amino acids of human SCNN1G

技术规格：

Full name:	sodium channel, non voltage gated 1 gamma subunit
Synonyms:	PHA1; BESC3; ENaCg; SCNEG; ENaCgamma
Swissprot:	P51170
Gene Accession:	BC059391
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	Nonvoltage-gated, amiloride-sensitive, sodium channels control fluid and electrolyte transport across epithelia in many organs. These channels are heteromeric complexes consisting of 3 sub units: alpha, beta, and gamma. This gene encodes the gamma subunit, and mutations in this gene have been associated with Liddle syndrome.