

兔抗 FAAP100 多克隆抗体

中文名称： 兔抗 FAAP100 多克隆抗体

英文名称： Anti-FAAP100 rabbit polyclonal antibody

别名： FA core complex associated protein 100; C17orf70

抗原： FAAP100

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	FAAP100 is a component of the Fanconi anemia (FA; MIM 277650) core complex and is required for core complex stability and FANCD2 (see MIM 227646) mono ubiquitination (Ling et al., 2007 [PubMed 17396147]).
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	FAAP100
Immunogen:	Synthetic peptide of human FAAP100
Full name:	FA core complex associated protein 100
Synonyms:	C17orf70
SwissProt:	Q0VG06
ELISA Recommended dilution:	5000-10000

IHC positive control:	Human tonsil and Human liver cancer
IHC Recommend dilution:	50-200



